

SYSTEM CGM EVERSENSE E3

SWOBODA, JAKIEJ NIE DAJĄ INNE SYSTEMY CGM

IMPLANTOWANY SENSOR DO NOSZENIA PRZEZ 6 MIESIĘCY*

11

2

Liczba sensorów
Eversense E3 na rok

VS

26-52

Liczba sensorów
w tradycyjnym
systemie CGM

NAJDŁUŻSZY CZAS NOSZENIA

8,5%*

MARD



JAK TO DZIAŁA



SENSOR

Implantowany pod skórę w górnej części ramienia, przez 6 miesięcy nieustannie monitoruje stężenie glukozy.




INTELIĞENTNY TRANSMITER

Zdejmowalny**, z możliwością wielokrotnego ładowania, generujący alarmy wibracyjne odczuwalne na skórze.



APLIKACJA MOBILNA

Przy użyciu intuicyjnego interfejsu wyświetla w czasie rzeczywistym co 5 minut aktualizowane wyniki.



POZNAJ LEPSZY SPOSÓB ZARZĄDZANIA CUKRZYCĄ



WYGODA W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE

Jeden sensor na 6 miesięcy



DOKŁADNOŚĆ, KTÓRA ZAPEWNIĄ SPOKÓJ

Wyjątkowa dokładność, także podczas hipoglikemii



ELASTYCZNOŚĆ UŻYTKOWNIA

Łatwo zakładany i zdejmowany transmitter**



DYSKRETNE ALARMY

Wibracje wyraźnie odczuwalne na skórze informują o wysokim lub niskim poziomie glukozy



DELIKATNY DLA SKÓRY

Codziennie wymieniany plaster z klejem na bazie silikonu, który nie pozostawia śladów




POMIARY, NA KTÓRYCH MOŻESZ POLEGAĆ

Stabilna dokładność przez 6 miesięcy przy codziennych kalibracjach†


PROSTY ZABIEG AMBULATORYJNY

ZAŁOŻENIE I USUNIĘCIE SENSORA ZAJMUJE ZALEDWIE KILKANAŚCIE MINUT I WYMAGA TYLKO DWÓCH KRÓTKICH WIZYT W PLACÓWKACH IMPLANTACYJNYCH W CIĄGU ROKU.


IMPLANTACJA SENSORA



Wykonanie ok. 5-milimetrowego nacięcia w górnej części ramienia w znieczuleniu miejscowym



Wprowadzenie sensora przy użyciu specjalnego narzędzia do implantacji



Zamknięcie za pomocą pasków Steri-Strips™

JAK NABYĆ EVERSENSE E3?



Napisz do nas
eversense.pl@ascensia.com



Zadzwoń do Działu obsługi klienta
+48 22 372 72 20, wew. 4
Godziny pracy: Pon-Pt,
od 9:00 do 17:00